

医療安全情報 レポート



Vol. 29

働くみんなの医療安全

誤接続防止コネクタ ～経腸栄養分野～

相互接続を防止するコネクタに係り、国際規格（ISO（IEC）80369シリーズ）の制定が進められ日本でも新規格導入が始まっております。経腸栄養分野では、2019年12月以降、新規格製品（ISO80369-3）の販売が開始され、旧規格製品の出荷が **2021年11月末に終了** となります。

新規格製品と旧規格製品との間で接続ができなくなりますので、切り替え対象となる製品をリストアップし、製造販売業者等に確認してください。誤接続を防止する観点から、対象となる製品を一斉に切り替えるよう準備を進めましょう。



経管栄養をされる全ての患者・利用者と介助者の方へ

★何が必要か、確認しましょう!!

- ・体につながっている栄養チューブの接続部の形状を確認しましょう。
- ・栄養剤注入器、延長チューブ等、注入側の接続部の形状を確認しましょう。
- ・使用している製品の変更、並びに【現：旧】の形状と【変更後：新】の形状の製品をつなぐ変換コネクタの要否並び準備は大丈夫でしょうか？

※いざ使用したら、接続が合わなく、患者・家族が不安にならないように、使用前に必ず確認しましょう。

